



U.S. Pharmacopeia
The Standard of Quality™

2008年12月12日

有効：2008年12月12日～廃止日まで

USP 標準品の輸送条件について

USP お客様各位

USP 標準品は通例として氷冷や凍結状態で発送されることはありません。標準品のバイアルや容器上に記載された保管条件は長期保管において標準品の完全性を保持するためのものです。標準品の通常の輸送条件および輸送時間が、国際便も含め、目的とする使用に対する適合性に影響を与えたことはこれまでありません。

標準品のラベルおよび Material Safety Data Sheets (MSDS)に記載されている温度は物質の長期保管のためのものであり、輸送条件ではありません。

USP 標準品はヒトまたは動物に対し医薬品または医療器として適用するものではありません。試験および検定のみを使用目的としています。ご質問は custsvc@usp.org または 301-881-0666 までお願いします。

Headquarters
12601 Twinbrook Parkway
Rockville, Maryland 20852
+1-301-881-0666

Europe/Middle East/Africa
Münchensteinerstrasse 41
CH-4052 Basel, Switzerland
+41 (0)61 316 30 10

USP-India Private Limited
ICICI Knowledge Park
Genome Valley
Labs 7-10, Phase III
Turkapally, Shameerpet
Ranga Reddy District
Hyderabad 500 078, A.P., India
+91-40-2348-0088

USP-China
Building 11
Lane 67 Libing Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203, China
+86-21-51370600

USP-Brazil
Avenida Ceci, 1600 - Tamboré
Barueri/SP, Brazil
06460-120
+55-11-3245-6400

www.usp.org

Keith Conerly

品質保証部長

United States Pharmacopeia

この日本語訳は、日本バリデーション・テクノロジーズ(株)が社内資料として作成したものです。
当社の許可なく、複製及び配布を禁止します。